

DIGITALNI TOPLOMER ZA LAKO OČITAVANJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

Pročitati pre korišćenja

KD-1492

PN821492XXXX

Proizvođač:
K-Jump Health Co., Ltd
No.56, Wu Kung 5th Rd., New Taipei
Industrial Park, New Taipei City 24890, Tajvan


EC REP EC Predstavnik:
PolyGreen Germany GmbH
Stahnsdorf, Nemačka

REV:20160801

KARAKTERISTIKE

- Brzo merenje temperature, oralno i rektalno, u trajanju oko 10 sekundi pri pravilnoj upotrebi.
- Pamćenje i prikazivanje poslednje izmerene temperature.
- Veoma osetljiv uređaj, najprikladniji za oralno i rektalno merenje temperature.
- Digitalni LCD ekran koji je jednostavan za očitavanje (na bazi tečnog kristala).
- Kompaktan, precizan i izdržljiv LSI uređaj.
- Temperatura se može meriti oralno ili rektalno.
- Uređaj se topomer slučajno ostavi uključen nakon stabilizacije izmerene temperature, on će se automatski isključiti u roku od 3 minuta.
- Mali i lagan uređaj. Univerzalna upotreba za celu porodicu, a posebno pogodan za decu.
- ABS telo topomera ne predstavlja nikakvu opasnost u poređenju sa lomljivim topomerom od žive i stakla.
- Pokazatelj prazne baterije: kada se pojavi " " simbol, baterija se mora zameniti.
- Uređaj je vodootporan.

OPIS DELOVA



SPECIFIKACIJE

Opseg merenja	32.0~43.9°C (89.6~111.1°F) Ispod 32.0°C (90.0°F) pokazuje L°C (°F) Iznad 43.9°C (109.9°F) pokazuje H°C (°F)
Rezolucija ekrana	0.1°C(°F)
Preciznost	±0.1°C (34.0°C to 42.0°C); ±0.2°C (izvan opsega) ±0.2°F (93.2°F to 107.6°F); ± 0.4°F (izvan opsega)
Ekran	Ekran na bazi tečnog kristala, 3 1/2 brojke
Baterija (uključena)	Mikro alkalna baterija SR41 (1.5V)
Potrošnja energije	0.15 milivata pri merenju
Dimenzije	139 mm x 22 mm x 14 mm
Trajanje baterije	Više od 10000 merenja
Težina	Prosečno 18 g uključujući bateriju
Zvučni signal	Prosečno 8 sek. zvučnog signala kada se izmeri najviša temperatura
Memorija	Ugrađena memorija koja omogućava prikazivanje poslednje izmerene vrednosti
Uslovi rada	10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), 15 ~ 95% RVV (bez kondenzacije)
Uslovi čuvanja	-25 ~ +55°C (-13 ~ +131°F), 15 ~ 95% RVV (bez kondenzacije)
Garancija kvaliteta	Sertifikat ISO 13485 U skladu sa ASTM-E1112, EN12470-3, EN60601-1
Klasifikacija proizvoda	BF tip opreme

MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Pažljivo ukloniti poklopac sa baterije i skinuti izolacioni omot kako bi uređaj bio spreman za korišćenje.
- Za najbolje rezultate, koristiti ga samo za oralno i rektalno merenje.
- Ne otkuvatvi sonda. Umesto toga, čistiti uređaj brišanjem suvom krpom i dezinfekcijom sonde etil-alkoholom.
- Ne ispuštaš topomer ili ga izlagati teškim udarcima. Uređaj nije otporan na udarce.
- Ne savijati ili gristi sondu.
- Ne čuvati uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili na visokim temperaturama, ili na visokoj vlažnosti ili prašini. Preciznost merenja se može narušiti.
- Prestati sa upotrebom topomera ukoliko radi nepravilno ili pokazuje neispravno merenje.
- Držati dalje od dece.
- Čistiti sondu topomera pre skladištenja.
- Ne pokušavati razmontiranje uređaja osim ako nije u pitanju zamena baterije.
- Ukoliko je topomer čuvan na temperaturi ispod tačke smrzavanja, dozvolite da se zagreje na sobnoj temperaturi pre korišćenja.
- Preciznost merenja se može narušiti ukoliko se topomer koristi ili čuva na temperaturama i vlažnosti izvan dozvoljenog opsega i ukoliko je temperatura pacijenta ispod ambijentalne (sobne) temperature.

ZAMENA BATERIJE

- Kada se pojavi znak " ", baterija se mora zameniti.
- Skinuti poklopac sa bateriju u smeru koji je prikazan.
- Koristiti zašiljen predmet kao što je čačkalica ili izolovana sonda kako bi se oslobodila stara baterija. Izbegavati upotrebu oštrog metalnog predmeta pri ovoj operaciji.
- Postavite novu bateriju od 1,5V u ležište sa pozitivnom (+) stranom na dole, a negativnom (-) stranom na gore.
- Zameniti i pričvrstiti poklopac za bateriju.



Upozorenje:

- Otkloniti staru bateriju pažljivo i držite je van domaća male dece. Gutanje baterije može biti fatalno. Ukoliko se baterija proguta, odmah kontaktirati bolnicu kako bi se ista uklonila. Ne bacati bateriju u vatru jer može eksplodirati.
- Za odlaganje baterija, molimo vas da uzmete u obzir nacionalne regulative.
- Nepropisno otklanjanje baterije može pokvariti uređaj.

KAKO KORISTITI

- Dezinifikujte uži deo topomera etil-alkoholom pre upotrebe.
- Pritisnite dugme za paljenje/gašenje. Na ekranu će biti prikazano:
- Pustite dugme za paljenje i na ekranu će se pojaviti L°C (L°F) sa treperećim °C (°F).
- Stavite uži deo topomera u odgovarajući položaj za merenje (oralno, pazušno, rektalno merenje).
- Kada znak za stepen °C (°F) na ekranu prestane da treperi, biće prikazana tačna temperatura. Očitana temperatura se neće promeniti kada °C (°F) prestane da treperi.
- Uređaj se automatski isključuje nakon 3 minuta (približno). Međutim, kako biste produžili životni vek baterije, najbolje je topomer isključiti pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje nakon očitavanja temperature.

Specijalne karakteristike

Alarm za normalnu temperaturu: Alarm će se ogasiti kada se temperatura izmeri i kada je spremna za očitavanje. Alarm za "normalnu temperaturu" (četiri kratka zvučna signala praćena pauzom) će se oglasiti ponavljanjem, u trajanju od oko 8 sekundi.

Provera memorije poslednje merene temperature: Kada je dugme za uključivanje/isključivanje pritisnuto kako bi se topomer uključio, zadržite ga oko 5 sekundi. Ekran 188.8 će se promeniti i pokazati poslednju izmerenu temperaturu. Očitavanje je prikazano sve dok držite dugme pritisnutim. Kada pustite dugme, topomer je spreman za merenje i poslednja merena temperatura će biti obrisana.

Za modele sa alarmom za visoku temperaturu: Ukoliko je izmerena temperatura viša od 37.5°C (99.5°F), alarm za visoku temperaturu (brz kratak zvučni signal koji se bez prestanka ponavlja oko 8 sekundi) će se oglasiti kada se temperatura izmeri. Takođe, očitani rezultat će nastaviti da treperi na ekranu sve do gašenja topomera.

Za modele sa mogućnošću biranja stepeni Celzijusa ili Farenhajta: Nakon uključivanja topomera, mod za merenje u stepenima Celzijusa ili Farenhajta se može odabratи pritiskom i držanjem dugmeta za uključivanje/isključivanje oko 2 sekunde.

NAPOMENA: Uvek dezinfikujte topomer pre korišćenja.

NAPOMENA: U koraku 2, ukoliko je temperatura prostorije viša od 32.0°C (90.0°F), topomer će prikazati pre nju, nego L°C (ili L°F).

NAPOMENA: U koraku 3, možete staviti sanitarni plastični štitnik za uži deo topomera na vrh senzora kako biste sprečili infekciju ili kontaminaciju. Korišćenje štitnika može rezultovati razlikom od 0.1°C (0.2°F) od stvarne temperature. Bacite korišćeni štitnik za vrh topomera i odložite uređaj na bezbedno mesto.


POUZDANE METODE ZA MERENJE TEMPERATURE

MERENJE TELESNE TEMPERATURE: Promena telesne temperature je jedan od najvažnijih pokazatelja bolesti. Važno je precizno meriti telesnu temperaturu. Iako se digitalni topomeri koriste na sličan način kao i stakleni, važno je da se poštuje ovo jednostavno uputstvo za upotrebu i da osoba koja meri temperatu razume taj princip.

TELESNA TEMPERATURA: Telesna temperatura čoveka će obično biti za nekoliko desetina jednog stepena do celog stepena niža ujutru nego u kasno popodne. Stoga ukoliko je vaša temperatura tela 36.6°C (97.9°F) ujutru, može biti 36.9°C (98.4°F) ili viša u kasno popodne i dalje biti u opsegu normalne telesne temperature. Kako biste odredili vašu normalnu telesnu temperaturu, treba da je merite i u rano jutro i kasno popodne u periodu od nekoliko dana. Deca imaju isti opseg normalne telesne temperature kao i odrasli. Groznička ili povisena telesna temperatura kod dece i odraslih se obično definije kao temperatura iznad 37.5°C (99.5°F) (oralno merenje). Vežbanje, previše garderobe, tople kupke, vruće vreme, vruća hrana i piće mogu izazvati blago povišenje temperature od 38°C (100.4°F) do 38.4°C (101.1°F) pri oralnom merenju. Ukoliko sumnjate da je jedan od ovih razloga izazvao povisenu temperaturu, eliminirate uzrok i ponovite merenje kroz pola sata.

ORALNA UPOTREBA

Postaviti sondu pravilno ispod jezika pacijenta. Uputite pacijenta da drži usta zatvorena dok se vrši merenje. Normalna telesna temperatura izmerena ovom metodom je obično između 36.0°C i 37.5°C (96.8°F do 99.5°F).



REKTALNA UPOTREBA

Ukoliko doktor preporučuje rektalno merenje, možete koristiti zaštitu za sondu. Ubacite topomer u štitnik za sondu. Podmažite štitnik za sondu gelom rastvorenim u vodi za lakše postavljanje. Ne koristiti petrolejski gel. Ubaciti vrh sonde ne više od 1,2 cm u anus. Ukoliko postoji bilo kakvo opiranje, prekinite istog trenutka. Senzor se nalazi na samom vrhu sonde i nema potrebe ubacivati je dublje u anus. Generalno, rektalno izmerena telesna temperatura je oko 0.5°C do 1.0°C (1.0 do 2.0°F) viša od oralno izmerene temperature.

PAZUŠNA UPOTREBA

Obrisati pazušnu duplju suvim peškirom. Postavite sondu pod pazušnu duplju pacijenta čvrsto uz telo. Generalno, pazušna temperatura je oko 0.5°C do 1.0°C (1.0 do 2.0°F) viša nego oralna temperatura. Zapamtite da ako želite da postignete precizne rezultate pazušnim merenjem, minimalno vreme meranja koje je preporučeno je 2-3 minute bez obzira na zvučni signal.

NAPOMENA: Odrasli treba da nadgledaju decu tokom čitavog procesa merenja temperature. Nakon korišćenja, digitalni topomer treba odložiti na bezbedno mesto, van domaćaja dece. Ukoliko uporedite temperature koje daju dva topomera, moguće je da dobijete dva različita rezultata iako su oba topomera u tolerisanom opsegu preciznosti. Razlike pri merenju i u tolerisanom opsegu mogu varirati do 0.1°C (0.2°F).

UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE

Kako biste očistili topomer, operite vrh rastvorom blagog deterdženta i hladne vode. Dezinfikujte topomer brisanjem senzora i donjeg dela krpom natopljenom antiseptičkim rastvorom, kao što je alkohol za čišćenje.

OGRANIČENA GARANCija

Ovaj topomer je pod garancijom dve godine od datuma kupovine, i to na defekte nastale pri procesu proizvodnje, i ukoliko je u pitanju normalna kućna upotreba. Poštovanje uputstava će vam osigurati godine korišćenja ovog pouzdanog uređaja. Ukoliko topomer ne funkcioniše ispravno, prvo proverite baterije (pogledati instrukcije za zamenu baterija). Zamenite ih ukoliko je potrebno.