



Dentaljet
Travel

BEŽIČNI ORALNI TUŠ

ZA SIGURAN OSMEH

bez kamenca i zadaha



Bezbednosno uputstvo

Prilikom upotrebe električnih uređaja, posebno kada su deca prisutna, potrebno je slediti niže navedene mere predostrožnosti.

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE !

OPASNOSTI

Da umanjite rizik od električnog udara:

Ne rukujte punjačem mokrim rukama.

Ne potapajte uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.

Ne koristite uređaj tokom kupanja.

Nemojte ostavljati niti odlagati uređaj na mesta sa kojih može pasti ili biti povučen u tuš kabinu ili lavabo.

Ne posežite za proizvodom koji je pao u vodu. Odmah iskopčajte uređaj iz mreže.

Proverite kabl za napajanje pre prve upotrebe i tokom životnog veka uređaja.

UPOZORENJA

Da umanjite rizik od opekotina, elektro šokova, vatre, ozbiljnih povreda ili oštećenje tkiva:

Nemojte uključivati uređaj u mrežu čiji napon se razlikuje od napona specificiranom na uređaju ili punjaču.

Nemojte koristiti ovaj uređaj ukoliko mu je oštećen kabl ili utičnica.

Ukoliko uređaj ne radi kako bi trebalo, verovatno je ispušten u neku tečnost, kontaktirajte zastupnika.

Ne usmeravajte vodu ispod jezika, u uho ili neku drugu delikatnu regiju. Ovaj uređaj je sposoban da proizvede pritisak koji može uzrokovati ozbiljna oštećenja u ovim regijama.

Upotrebljavajte ovaj proizvod samo kako je navedeno u ovom uputstvu i prema savetima Vašeg stomatologa.

Napunite rezervoar vodom ili tečnošću preporučenom od strane stomatologa.

Nemojte ispuštati niti umetati strani predmet u bilo koji otvor na uređaju.

Punjač i kabl držite dalje od zagrejanih površina.

Nemojte koristiti uređaj u prostoru u kome se koristi kiseonik ili aerosol sprejevi.

Nemojte koristiti sredstva za ispiranje usta koja sadrže jod, izbeljivače ili ulje čajevca.

Nemojte koristiti uređaj dok nosite bilo koju vrstu oralnog nakita. Uklonite nakit pre upotrebe.

Nemojte koristiti uređaj ukoliko imate otvorene rane na jeziku ili u ustima.

Ljude umanjениh fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti (uključujući decu) ili one koje nemaju iskustvo i znanje o upotrebi, pažljivo uputite u način korišćenja uređaja.

Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

Specifikacija proizvoda



Materijal	Telo ABS, PC rezervoar za vodu / donji poklopac
Kapacitet rezervoara	150 ml
Pritisak tečnosti	60 -100 psi
Način rada	Normalan, nežan, pulsni, sinusni
Baterija	2000mAh Li-ion
Napon/frekvencija	100-240V, 50/60 Hz
Snaga	4-6W
Indikacija punjenja	Blinkanje tokom punjenja, kontinualno za potpuno napunjen uređaj
Vreme punjenja	4-6 sati
Trajanje pune baterije	15 dana (tri puta dnevno)
Adapter	5.0V, 1.0A

Opis proizvoda:

1. Transparentni gornji poklopac/rezervoar za vodu
2. Priklučak za punjenje baterije
3. Donji poklopac
4. Nastavci (standardni, periodontalni, nazalni)
5. Dugme za uključivanje
6. Dugme za izbor načina rada:
Normal - za svakodnevno održavanje oralne higijene
Soft - nežno čišćenje zuba i desni, režim posebno pogodan za osetljive desni
Pulse - pulsni režim čišćenja zuba i desni, posebno pogodan za masažu desni
Sinus - za čišćenje nosa
7. Indikator načina rada/punjenja
8. Produžna cev
9. Kabl za punjenje baterije



Uputstvo za upotrebu:

1. Odbravite i uklonite posudu za vodu



2. Odbravite i uklonite donji poklopac



3. Postavite željeni nastavak u priključak za to predviđen i ispravite ga.
Priključak se može rotirati u opsegu od 360°



4. Izvucite produžnu cev sa donje strane uređaja



5. Napunite rezervoar vodom do oznake MAX i povežite ga sa telom uređaja.



6. Usmerite mlaz pod uglom od 90 u odnosu na desni.

7. Uključite uređaj i izaberite željeni način rada

8. Zatvorite usne ali omogućite vodi da slobodno otiče iz Vaših usta u lavabo. Za najbolje rezultate krenite od zadnjih ka prednjim zubima. Pratite liniju desni i kratko pauzirajte između zuba.

9. Nastavite dok sve regije oko i između zuba ne budu očišćene.

10. Po završetku, isključite uređaj, ispraznite rezervoar za vodu osušite pre odlaganja.

SAVETI:

Proverite da li je produžna cev potopljena u vodu ukoliko voda ne izlazi iz nastavka. Načina rada 4 „Sinus” je dizajniran za ispiranje nosa.



Čišćenje uređaja

Nakon upotrebe posebnog rastvora, izdvojite vreme da uređaj isperete nakon svake upotrebe. Delimično napunite rezervoar mlakom vodom, usmerite vrh nastavka ka lavabou, uključite uređaj i dozvolite da se rezervoar isprazni na taj način. Ovakva praksa će sprečiti zapušavanje nastavaka i pomoći da uređaj traje duže. Prebrišite uređaj kada je neophodno suvom krpom i nežnim neabrazvnim sredstvom za čišćenje.

Pre čišćenja, isključite uređaj iz mreže.

Pre izlaganja uređaja temperaturama smrzavanja, uklonite rezervoar i pustite da uređaj radi dok ne bude potpuno prazan.

Održavanje uređaja

1. Nakon upotrebe oralnog tuš, obavezno isključite kabl za napajanje, postavite rezervoar naopako na ravnu površinu. Ukoliko uređaj ne koristite duže vremena, odložite ga u kutiju ili prostor namenjen za odlaganje.
2. Kada uređaj ima problema u funkcionisanju, kontaktirajte prodavca ili ovlašćenog servisera.
3. Ne pokušavajte da samostalno rasklapate ili popravljate uređaj.
4. Kada je kabl za napajanje oštećen, kontaktirajte ovlašćenog servisera. Nemojte menjati sami kabl.
5. Van garantnog roka, ukoliko je moguća, popravka će biti obavljena uz naplatu zamenjenog materijala.



www.prizma.rs

Kragujevac

Kumanovska 8

Telefon: +381 (34) 330 200; Faks: +381 (34) 336 147

E-mail: prizma@prizma.rs



Prizma – prodavnice:

Beograd	• Pop Lukina 12	+381 (11) 32 86 555
	• Požeška 80	+381 (11) 655 08 87
	• Takovska 18	+381 (11) 655 08 88
	• Terazije 35	+381 (11) 655 08 89
Zemun	• Gospodska 11	+381 (11) 655 87 13
Kragujevac	• Kumanovska 8	+381 (34) 330 200
	• Dr Zorana Đinđića 9	+381 (34) 353 967
	• Kralja Aleksandra I Karađorđevića 58	+381 (34) 356 890
Novi Sad	• Šafarikova 9	+381 (21) 66 10 718
Subotica	• Matka Vukovića 5	+381 (24) 522 920
Niš	• Vožda Karađorđa 10	+381 (18) 255 770
Čačak	• Kuželjeva 25	+381 (32) 515 02 01
Kraljevo	• Cara Lazara 46	+381 (36) 334 500

Bosna i Hercegovina – PRIZMA BL d.o.o:

Banja Luka • Braće Mažar i majke Marije 18 +387 (51) 212 437

Crna Gora – NATIVA d.o.o:

Kotor • Dobrota bb +382 (32) 330 835