



DentalJet
Travel

ORALNI TUŠ

za siguran osmeh



UPUTSTVO ZA
UPOTREBU

Bezbednosno uputstvo

Prilikom upotrebe električnih uređaja, posebno kada su deca prisutna, potrebno je slediti niže navedene mere predostrožnosti.

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE !

OPASNOSTI

Da umanjite rizik od električnog udara:

- Ne rukujte ispravljačem niti USB kablom mokrim rukama.
- Ne potapajte uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ne koristite uređaj tokom kupanja.
- Nemojte ostavljati niti odlagati uređaj na mesta sa kojih može pasti ili biti povučen u tuš kabinu ili lavabo.
- Ne posežite za proizvodom koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz mreže.
- Proverite USB kabl pre upotrebe i tokom životnog veka uređaja, kako biste se uverili da na istom ne postoje oštećenja.

UPOZORENJA

Da umanjite rizik od opeketina, elektrošokova, vatre, ozbiljnih povreda ili oštećenje tkiva:

- Nemojte uključivati uređaj u mrežu čiji napon se razlikuje od napona specificiranom na uređaju ili ispravljaču.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ukoliko mu je oštećen kabl ili utičnica, ukoliko ne radi kako bi trebalo ili je ispušten u bilo koju tečnost. Obratite se ovlašćenom servisu preduzeća Prizma.
- Ne usmeravajte vodu ispod jezika, u uho ili neku drugu delikatnu regiju. Ovaj uređaj je sposoban da proizvede pritisak koji može uzrokovati ozbiljna oštećenja u ovim regijama.
- Upotrebljavajte ovaj proizvod samo kako je navedeno u ovom uputstvu i prema savetima Vašeg stomatologa.
- Napunite rezervoar vodom ili tečnošću preporučenom od strane stomatologa.
- Nemojte ispuštati niti umetati strani predmet u bilo koji otvor na uređaju.

Za punjenje baterije koristite ispravljač proverenog kvaliteta (na pr. ispravljač mobilnog telefona) i isključivo USB kabl za punjenje baterije uređaja iz sadržaja kompleta oralnog tuša DentalJet Travel. Ispravljač i kabl držite dalje od zagrejanih površina.

Nemojte koristiti uređaj u prostoru u kome se koristi kiseonik ili aerosol sprejevi.

Nemojte koristiti sredstva za ispiranje usta koja sadrže jod, izbeljivače ili ulje čajevca.

Nemojte koristiti uređaj dok nosite bilo koju vrstu oralnog nakita. Uklonite nakit pre upotrebe uređaja.

Nemojte koristiti uređaj ukoliko imate otvorene rane na jeziku ili u ustima.

Ljude umanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti (uključujući decu) ili one koje nemaju iskustvo i znanje o upotrebi, pažljivo uputite u način korišćenja uređaja.

Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

Specifikacija proizvoda



Materijal	Telo ABS, PC rezervoar za vodu / donji poklopac
Kapacitet rezervoara	150 ml
Pritisak tečnosti	60-100 psi
Režim rada	Normalan, nežan, pulsni, sinusni
Baterija	2000 mAh Li-ion
Napon/frekvencija	100-240 V, 50/60 Hz
Snaga	4 - 6 W
Indikacija punjenja	Blinkanje tokom punjenja, kontinualno za potpuno napunjeno uređaj (svetle 4 lampice)
Vreme punjenja	4 - 5 sati
Trajanje pune baterije	15 dana (pri upotrebi tri puta dnevno)
Ispрављач	5,0 V; 1,0 A
Da biste proverili preostali kapacitet baterije	Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i držite 3 sekunde, a zatim otpustite. Broj lampica režima rada koje svetle pokazuju nivo napunjenosti baterije (puna baterija – svetle 4 lampice)

Opis proizvoda:

1. Transparentni gornji poklopac/rezervoar za vodu/tečnost
2. Priključak za punjenje baterije
3. Donji poklopac
4. Nastavci za ispiranje:
 - standardni (za ispiranje mlazom)
 - periodontalni (za zubne džepove)
 - ortodontski (za zubne proteze)
 - nazalni (za ispiranje nosa u *Sinus* režimu rada)
5. Taster za uključivanje
6. Taster za izbor režima rada:
 - Normal* – za svakodnevno održavanje oralne higijene
 - Soft* – nežno čišćenje zuba i desni,
režim posebno pogodan za
osetljive desni
 - Pulse* – pulsni režim čišćenja zuba i
desni, posebno pogodan za
masažu desni
 - Sinus* – za čišćenje nosa
7. Indikator režima rada/punjena
8. Producna cev
9. USB Kabl za punjenje
baterije uređaja



④



⑧



Uputstvo za upotrebu:

1. Odbavite i uklonite posudu za vodu/tečnost



2. Odbavite i uklonite donji poklopac



3. Postavite željeni nastavak u predviđeni priključak i ispravite priključak .

Priklučak se može rotirati u opsegu od 180° , dok se postavljeni oralni nastavak može rotirati u opsegu od 360°



4. Izvucite produžnu cev sa donje strane uređaja



5. Napunite rezervoar vodom do oznake MAX i povežite ga sa telom uređaja.



6. Usmerite mlaz pod uglom od 90° u odnosu na desni.
7. Uključite uređaj i izaberite željeni režim rada
8. Zatvorite usne ali ne sasvim da biste omogućili vodi da slobodno otiče iz Vaših usta u lavabo. Za najbolje rezultate krenite od zadnjih ka prednjim zubima. Pratite liniju desni i kratko pauzirajte između zuba.
9. Nastavite sa ispiranjem / čišćenjem dok sve regije oko i između zuba ne budu očišćene.
10. Po završetku, isključite uređaj, a rezervoar za vodu ispraznite i osušite pre odlaganja.

SAVETI:

Proverite da li je produžna cev potopljena u vodu ukoliko voda ne izlazi iz nastavka.

Režim rada 4 „Sinus“ je dizajniran za ispiranje nosa.



Čišćenje uređaja

Nakon upotrebe posebnog rastvora, izdvojite vreme da uređaj isperete nakon upotrebe. Delimično napunite rezervoar mlakom vodom, usmerite vrh nastavka ka lavabou, uključite uređaj i dozvolite da se rezervoar isprazni na taj način. Ovakva praksa će sprečiti zapušavanje nastavaka i pomoći da uređaj traje duže. Prebrišite uređaj kada je neophodno suvom krpom i nežnim neabrazvnim sredstvom za čišćenje.

Pre čišćenja, isključite uređaj iz mreže.

Pre izlaganja uređaja temperaturama smrzavanja, uklonite rezervoar i pustite da uređaj radi dok ne bude potpuno prazan.

Održavanje uređaja

1. Nakon upotrebe oralnog tuša, obavezno isključite kabl za punjenje, postavite rezervoar naopako na ravnu površinu. Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odložite ga u kutiju ili prostor namenjen za odlaganje.
2. Kada uređaj ima problema u funkcionisanju, obratite se prodavcu ili ovlašćenom servisu preduzeća Prizma.
3. Ne pokušavajte da samostalno rasklapate ili popravljate uređaj.
4. Kada je USB kabl za punjenje oštećen, obratite se ovlašćenom servisu preduzeća Prizma. Nemojte sami menjati kabl.

PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

Kragujevac, Kumanovska 8

BESPLATAN POZIV **0800 200 000**

E-mail: info@prizma.rs



Očitajte QR kod
i pronađite Vama najbližu prodavnici



www.prizma.rs • online prodavnica

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi **dve godine** od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u izradi, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

Potrošni materijal: nastavci za ispiranje (označeno na strani 3 ovog uputstva za upotrebu)

Pribor isporučen uz proizvod: torbica za odlaganje uređaja

Proizvod koji je neispravan usled:

- Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterije
- Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
- Vršenja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
- Upotrebe potrošnog materijala pribora i delova koje nije isporučio proizvođač (rezervoar za tečnost, nastavci za ispiranje i sl.)
- Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.



PRIZMA KRAGUJEVAC DOO