

MD-651P

pulsni oksimetar

garancija 2 godine



- *pulsni oksimetar ne-invazivno meri zasićenost kiseonikom (izraženu kao procenat) arterijskog hemoglobina tako što određuje promene u apsorpciji svetla koje nastaju pulsiranjem arterijskog toka krvi. Ne samo da dozvoljava neprekidno i trenutno praćenje zasićenosti kiseonikom, već omogućuje rano otkrivanje hipoksije pre nego što se primete drugi simptomi, kao što su cijanoza, tahikardija ili bradikardija. Takođe, može smanjiti potrebu za vađenjem krvi radi analiza ili laboratorijskim gasnim analizama krvi*
- *jasan i lak za očitavanje LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem*
- *kompaktan dizajn, lak za upotrebu*
- *kompletan uređaj sa ugrađenom sondom*
- *brzo očitavanje SpO2 i pulsa - od 6 do 8 sekundi (u zavisnosti od telesnog stanja)*
- *lak za nošenje i za brzu kontrolu*
- *bar grafik indikator za traženje pulsa*
- *indikator signala SpO2 i pulsa*
- *koristi samo jednu AAA bateriju za napajanje*
- *životni vek baterije: oko 8 sati neprekidne upotrebe*
- *indikator istrošenosti baterije*
- *automatsko isključivanje kada nije u upotrebi posle 10 sekundi*
- *u kompletu sa trakom za nošenje i jednom AAA baterijom*
- *dimenzije: 72 x 40 x 26 mm*
- *težina: 40g (neto)*