




Prilog 1


PABPM aplikacija




Početna strana aplikacije




Meni aplikacije




Prikaz rezultata/komanda merenja




Podešavanja merenja (vremenski interval)



Podešavanja merenja (dnevno)



Podešavanja merenja (noćno)



Grafički prikaz istorije merenja

Datum kreiranja	Sis	Dia	Sap	Pp	Puls
23.07.2017	Manuelno	Lagano kretanje			
09:15	157	82	107	75	63
23.07.2017	Automatsko	Stajanje/Sedenje			
09:00	149	86	107	63	68
23.07.2017	Automatsko	Stajanje/Sedenje			
08:45	146	82	103	64	76
23.07.2017	Automatsko	Stajanje/Sedenje			
08:30	126	76	92	50	53
23.07.2017	Automatsko	Ležanje			
08:15	113	61	77	53	55

Tabelarni prikaz istorije merenja

Gornji (sistolni) pritisak				
<90	90-119	120-139	140-159	>159
0	10	17	48	3
0 %	12 %	21 %	61 %	3 %
Donji (dijastolni) pritisak				
<60	60-79	80-89	90-99	>99
3	61	12	1	1
3 %	78 %	15 %	1 %	1 %
Puls				
<50	50-69	70-110	111-130	>130
0	48	30	0	0
0 %	61 %	38 %	0 %	0 %
Srednji arterijski pritisak (SAP)				
<50	50-69	70-110	111-130	>130
0	0	75	2	1
0 %	0 %	96 %	2 %	1 %

Statistički prikaz istorije merenja



Naziv ustanove  
Adresa  
Telefon  
Sajt  
e-mail

ID  
Ime i prezime  
E-mail  
Telefon

Godina rođenja  
Pol  
Visina  
Težina

## HOLTER MONITORING KRVNOG PRITISKA

### -IZVEŠTAJ-

**PABPM**  
NOSIVI APARAT ZA AMBULANTNO  
MERENJE KRVNOG PRITISKA  
HOLTER KRVNOG PRITISKA



www.prizma.rs

### PABPM

Nosivi aparat za ambulantno merenje krvnog pritiska

Početak merenja:

06.05.2017 12:04

Završetak merenja:

07.05.2017 11:23

Trajanje merenja:

23h 19min

#### Trenutna terapija

#### Predlog terapije


Doktor:

Datum: 19.07.2017.

#### Rezultati merenja krvnog pritiska (KP)

Ukupne prosečne vrednosti KP	101 / 62		
Dnevne prosečne vrednosti KP	105 / 65	Prag sistolnog KP	120
Noćne prosečne vrednosti KP	92 / 56	Prag dijastolnog KP	70
Maksim. sistolni KP	129	06.05.2017 20:02	Minim. sistolni KP 73 07.05.2017 03:15
Maksim. dijastolni KP	75	06.05.2017 17:00	Minim. dijastolni KP 39 07.05.2017 03:15

#### Grafički prikaz rezultata merenja krvnog pritiska i pulsa



Ovaj izveštaj može da se koristi samo za kliničke reference i ne može da se koristi kao dokaz za kliničku dijagnozu.

1/7

#### Statistika merenja krvnog pritiska

##### Izmerene vrednosti za sva merenja krvnog pritiska

	Maks.	Vreme	Minim.	Vreme	Pros.vr.	SD	SE	CV
Sistolni KP [mmHg]	129	20:02	73	03:15	101	11	1.7	11
Dijastolni KP [mmHg]	75	17:00	39	03:15	62	8.7	1.4	14
Puls [otkucaja/min]	87	20:02	53	07:00	66	7.6	1.2	11
Sap [mmHg]	88	17:00	50	03:15	75	9	1.4	12
PP [mmHg]	61	20:02	30	18:00	39	6.3	0.99	16
Sistolni KP > 120 mmHg	4%							
Dijastolni KP > 70 mmHg	100%							
Broj merenja:	41							


##### Izmerene vrednosti za dnevni tip merenja krvnog pritiska

	Maks.	Vreme	Minim.	Vreme	Pros.vr.	SD	SE	CV
Sistolni KP [mmHg]	129	20:02	89	18:00	105	9.5	1.8	9.1
Dijastolni KP [mmHg]	75	17:00	41	15:00	65	7.5	1.4	11
Puls [otkucaja/min]	87	20:02	57	14:30	69	7.2	1.3	10
Sap [mmHg]	88	17:00	57	15:00	78	7.5	1.4	9.6
PP [mmHg]	61	20:02	30	18:00	40	7	1.3	17
Sistolni KP > 120 mmHg	6%							
Dijastolni KP > 70 mmHg	24%							
Broj merenja:	29							

##### Izmerene vrednosti za noćni tip merenja krvnog pritiska

	Maks.	Vreme	Minim.	Vreme	Pros.vr.	SD	SE	CV
Sistolni KP [mmHg]	108	05:32	73	03:15	92	8.8	2.5	9.5
Dijastolni KP [mmHg]	66	02:30	39	03:15	56	8.2	2.4	15
Puls [otkucaja/min]	70	08:30	53	07:00	60	4.7	1.4	7.8
Sap [mmHg]	79	05:32	50	03:15	67	8.2	2.4	12
PP [mmHg]	43	05:32	32	08:30	36	3	0.87	8.2
Sistolni KP > 102 mmHg	8%							
Dijastolni KP > 59 mmHg	99%							
Broj merenja:	12							

##### Klasifikacija krvnog pritiska po ESH/ESC



Sap - Srednji arterijski pritisak PP - Pulni pritisak KP - Krvni pritisak Dia - Dijastolni KP Sis - Sistolni KP

2/7

#### Klasifikacija rezultata merenja sistolnog krvnog pritiska

Opseg krvnog pritiska [mmHg]	<90	90-119	120-139	140-159	>159
Broj merenja	4	35	2	0	0
Procenat broja merenja	9%	85%	4%	0%	0%


#### Klasifikacija rezultata merenja dijastolnog krvnog pritiska

Opseg krvnog pritiska [mmHg]	<60	60-79	80-89	90-99	>99
Broj merenja	12	29	0	0	0
Procenat broja merenja	29%	70%	0%	0%	0%

#### Klasifikacija rezultata merenja puls-a




Opseg pulsa [otkucaja/min]	<50	50-69	70-110	111-130	>130
Broj merenja	0	28	13	0	0
Procenat broja merenja	0%	68%	31%	0%	0%

#### Trend promene krvnog pritiska i pulsa u vremenu






Ovaj izveštaj može da se koristi samo za kliničke reference i ne može da se koristi kao dokaz za kliničku dijagnozu.

3/7

**Histogram (sva merenja)**


Ovaj izveštaj može da se koristi samo za kliničke reference i ne može da se koristi kao dokaz za kliničku dijagnozu.

4/7

**Grafički prikaz klasifikacije rezultata merenja (sva merenja)**


Ovaj izveštaj može da se koristi samo za kliničke reference i ne može da se koristi kao dokaz za kliničku dijagnozu.

5/7

**Rezultati merenja**

Br.	Datum	Vreme	Sis	Dia	Puls	PP	Sap	Položaj	Komentar
1	06/05/2017	12:04	107	71	73	36	83	Stajanje/sedenje	
2	06/05/2017	12:30	109	69	69	40	82	Stajanje/sedenje	
3	06/05/2017	13:00	106	67	66	39	80	Stajanje/sedenje	
4	06/05/2017	13:30	102	62	64	40	75	Stajanje/sedenje	
5	06/05/2017	14:00	97	64	58	33	75	Stajanje/sedenje	
6	06/05/2017	14:30	101	61	57	40	74	Stajanje/sedenje	
7	06/05/2017	15:00	90	41	66	49	57	Lagano kretanje	
8	06/05/2017	15:30	108	65	76	43	79	Stajanje/sedenje	
9	06/05/2017	16:00	93	62	69	31	72	Lagano kretanje	
10	06/05/2017	16:00	93	62	69	31	72	Lagano kretanje	
11	06/05/2017	16:32	97	65	72	32	75	Stajanje/sedenje	
12	06/05/2017	16:32	97	65	72	32	75	Stajanje/sedenje	
13	06/05/2017	17:00	115	75	69	40	88	Stajanje/sedenje	
14	06/05/2017	17:30	117	69	75	48	85	Stajanje/sedenje	
15	06/05/2017	18:00	89	59	84	30	69	Lagano kretanje	
16	06/05/2017	18:30	106	71	80	35	82	Lagano kretanje	
17	06/05/2017	19:00	107	68	67	39	81	Stajanje/sedenje	
18	06/05/2017	19:30	115	74	72	41	87	Stajanje/sedenje	
19	06/05/2017	20:02	129	68	87	61	88	Lagano kretanje	
20	06/05/2017	20:30	122	69	65	53	86	Stajanje/sedenje	
21	06/05/2017	21:00	106	62	60	44	76	Stajanje/sedenje	
22	06/05/2017	21:00	106	62	60	44	76	Stajanje/sedenje	
23	06/05/2017	21:12	113	73	70	40	86	Stajanje/sedenje	
24	06/05/2017	21:30	103	62	65	41	75	Ležanje	
25	06/05/2017	22:00	104	63	63	41	76	Ležanje	
26	06/05/2017	22:30	108	58	62	50	74	Ležanje	
27	06/05/2017	23:00	90	48	65	42	62	Ležanje	
28	07/05/2017	00:15	90	51	60	39	64	Ležanje	
29	07/05/2017	01:00	87	50	67	37	62	Ležanje	
30	07/05/2017	01:45	93	56	62	37	68	Ležanje	
31	07/05/2017	02:30	101	66	65	35	77	Ležanje	
32	07/05/2017	03:15	73	39	56	34	50	Ležanje	
33	07/05/2017	04:00	94	58	59	36	70	Ležanje	
34	07/05/2017	04:45	99	59	58	40	72	Ležanje	
35	07/05/2017	05:32	108	65	60	43	79	Ležanje	
36	07/05/2017	06:15	94	61	56	33	72	Ležanje	

Noćni tip merenja

Vrednosti krvnog pritiska iznad praga

**Rezultati merenja**

Br.	Datum	Vreme	Sis	Dia	Puls	PP	Sap	Položaj	Komentar
37	07/05/2017	07:00	82	45	53	37	57	Ležanje	
38	07/05/2017	07:45	92	57	59	35	68	Ležanje	
39	07/05/2017	08:30	98	66	70	32	76	Stajanje/sedenje	
40	07/05/2017	11:23	112	75	75	37	87	Lagano kretanje	
41	07/05/2017	11:23	112	75	75	37	87	Lagano kretanje	

Noćni tip merenja

Vrednosti krvnog pritiska iznad praga

**Napomena**